



ХИЛАКФОРТЕ

КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Способ применения и дозы:

Хилак форте принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости, исключая молоко.

Препарат назначают 3 раза в сутки.

Количество капель на прием:

- взрослым: по 40-60 капель
- детям: по 20-40 капель
- младенцам: по 15-30 капель

Отпускают без рецепта.
Соблюдать инструкцию по применению.

Для приема внутрь.



ХИЛАК ФОРТЕ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА



- при диарее
- во время лечения антибиотиками
- при метеоризме
- при запоре

0+

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ



teva

ХИЛАКФОРТЕ

КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

100 мл содержат: Действующие вещества:

Водный субстрат продуктов обмена веществ *Escherichia coli* DSM 4087* 24,9481 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ *Enterococcus faecalis* DSM 4086* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ *Lactobacillus acidophilus* DSM 4149* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ *Lactobacillus helveticus* DSM 4183* 49,8960 г

* — субстраты содержат лактозу
Препарат содержит калия сорбат.

Хранить при температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакона — 6 недель. Не применять по истечении срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте!

ЛП-№(000100)-(P)-RU)
ратиофарм ГмбХ, Германия
Произведено:
Меркле ГмбХ, Германия

ХИЛАК ФОРТЕ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА



- при диарее
- во время лечения антибиотиками
- при метеоризме
- при запоре

0+

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ



teva



Product: **Hylak Forte 30 ml box**
Dimensions: 36 x 36 x 98 mm
Fonts: PT Sans
PT Sans Bold
PT Sans Caption
PT Sans Caption Bold

Colours:

- PANTONE 273 C
- PANTONE Rubine Red C
- PANTONE 7701 C
- Process CYAN
- Process MAGENTA
- Process YELLOW

varnish free area

**ХИЛАК
ФОРТЕ**
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА

Серия:
Годен до:

0+
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

teva

Способ применения и дозы:
Хилак Форте принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости, исключая молоко.
Препарат назначают 3 раза в сутки:
• взрослым: по 40-60 капель на прием;
• детям: по 20-40 капель на прием;
• младенцам: по 15-30 капель на прием.
100 мл содержат:
Действующие вещества:
Водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli DSM 4087* 24,9481 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecalis DSM 4086* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus DSM 4149* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus DSM 4183* 49,8960 г
* – субстраты содержат лактозу
Препарат содержит калия сорбат.
Хранить при температуре не выше 25°C.
После вскрытия флакона – 6 недель.
Отпускают без рецепта.
Хранить в недоступном для детей месте!
Соблюдать инструкцию по применению.
Не применять по истечении срока годности.
30 мл
капли для
приема внутрь
343230.01-RU

200 %



**ХИЛАК
ФОРТЕ**
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА

Серия:
Годен до:

0+
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

teva

Способ применения и дозы:
Хилак Форте принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости, исключая молоко.
Препарат назначают 3 раза в сутки:
• взрослым: по 40-60 капель на прием;
• детям: по 20-40 капель на прием;
• младенцам: по 15-30 капель на прием.
100 мл содержат:
Действующие вещества:
Водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli DSM 4087* 24,9481 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecalis DSM 4086* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus DSM 4149* 12,4741 г
Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus DSM 4183* 49,8960 г
* – субстраты содержат лактозу
Препарат содержит калия сорбат.
Хранить при температуре не выше 25°C.
После вскрытия флакона – 6 недель.
Отпускают без рецепта.
Хранить в недоступном для детей месте!
Соблюдать инструкцию по применению.
Не применять по истечении срока годности.
30 мл
капли для
приема внутрь
343230.01-RU

Labelwerk

Labelwerk GmbH, Liebigstrasse 24, 73760 Ostfildern, Tel. 07158/9872-0 · Fax 07158/9872-270

Datei erstellt: Jens Hermann

Made by:
Datum: 09.07.2021

Date:
Kunde: MERCKLE

Client:
Etikett Nr: 343230.01-RU

Product No.:
Bezeichnung: Hylak Forte Tropfen 30 ml

Product:
Format: 47 x 90 mm

Size:
Farben: C M Y K, PMS Rubine Red,

Colours:
Code: 451

Code:
Korrekturabzug-Nr.: 01

Proof Sheet Nr.:

Sonstiges:

☐ Druckreif
Released for printing

☐ Nach Korrektur druckreif
Released for printing after correction

☐ Neue Korrekturvorlage
New proof

Datum / Unterschrift:

Date / Signature:

☐ Freigabe intern
Release for printing intern

Datum / Unterschrift:

Date / Signature:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ANALITİK EKSPERTİZA MƏRKƏZİ
PUBLİK HÜQUQİ QƏXSİ
TƏSİS EDİRƏM
Baş direktor
Tarix 12.01.2022